



ENDORET GEL® – 100% autologinis bioaktyvus produktas odos užpildas

ENDORET PRGF® - biomedicinos technologija, skirta skatinti audinių regeneracijai, naudojant autologinius baltymus. Tai labiausiai pažengęs plazmoterapijos metodas, kuris yra vienu žingsniu priekyje visų regeneracinių technologijų.

Iki šiol, buvo galima paruošti penkias terpines **ENDORET PRGF®** plazmos formas: skystį, krešulį, transplantą, fibrino membraną bei supernatantą. Jos sėkmingai taikomos daugelyje medicinos sričių - odontologijoje, chirurgijoje, oftalmologijoje, traumatologijoje, dermatologijoje...

2017 m. rugsėjo mėn. Tarptautiniame anti – aging medicinos kongrese Monake BTI Biotechnologijų Institutas pristatė naują terapinę formą - **ENDORET GEL®**

Kas yra ENDORET GEL®?

ENDORET GEL® - 100% autologinis bioaktyvus produktas, natūralus odos užpildas, pagamintas tik iš paciento kraujo, skirtas raukšlių užpildymui bei odos biostimuliacijai.

Kada taikomas ENDORET GEL®?

ENDORET GEL® taikomas ne tik raukšlėms užpildyti, bet ir skatini veikti vidinius odos atjauninimo mechanizmus, medžiagų apykaitos procesus, atsatyti odos imunitetą.

Koks yra ENDORET GEL[®] poveikis?

ENDORET GEL[®] dvejopas poveikis :

- Raukšlių užpildymas
- Audinių regeneracija, odos biostimuliacija
- 3d veido modeliavimas
- Geresnė epidermio / dermos struktūra
- Drėgnesnė oda
- Storesnė oda
- Skaistesnė, stangresnė bei elastingesnė oda
- Randų korekcija

ENDORET GEL[®] savybės ir nauda pacientui:

- **Visiškai autologinis** - išgautas naudojant tik paties žmogaus kraują, todėl nepasireiškia jokios žinomos šalutinės ar atmetimo reakcijos;
- **Bioaktyvus** - aktyvūs augimo faktoriai stimuliuoja nuosavo hialurono ir kolageno gamybą, pacientas gali džiaugtis sveikesne oda;
- **Didelis infiltruojamos medžiagos tūris** - vienos procedūros metu išgaunama 3-6 ml infiltruojamos medžiagos, todėl galima kompleksiskai taisyti kelias zonas, visiškai natūraliai atlikti 3D veido modeliavimą, užpildyti pageidaujamas raukšles;
- **Didelis klampumas** – galima užpildyti net ir galias raukšles;
- **Lengvai paruošiamas** - paruošimas užtruks tik 30 min, todėl pacientas nesugaiš daug laiko;
- **Universalus** - asižvelgiant į individualius poreikius, odos būklę, veido kontūrų savybes, raukšlių kiekį ir gylį, galima paruošti skirtingų biomechaninių savybių (skirtingo klampumo) produktus ir pasiekti norimą rezultatą;
- **Puikiai integruojasi audiniuose** - EndoretGe^l[®] natūraliai integruojasi į audinius, nemigruoja į gretimus audinius.